

Thông số kỹ thuật - Lấy dấu & phục hình

Alginate, silicone, khay lấy dấu và thạch cao nha khoa.



Alginate lấy dấu PureDent, gói 453 g

Alginate đổi màu báo thời điểm, chi tiết sắc nét, mùi bạc hà dễ chịu.

Mã sản phẩm	MD-IM-001
Quy cách	Gói 453 g
Thời gian đông	Khoảng 2 phút
Xuất xứ	Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng

1. Lắc đều gói trước khi dùng
2. Trộn bột và nước theo tỉ lệ
3. Đổ mẫu trong vòng 15 phút



Silicone lấy dấu PureDent Putty, bộ 2 hũ

Silicone A dạng putty, độ chính xác cao cho phục hình cố định và implant.

Mã sản phẩm	MD-IM-002
Quy cách	Base 300 ml + Catalyst 300 ml
Thời gian làm việc	1 phút 30 giây
Xuất xứ	Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng

1. Lấy hai phần bằng nhau
2. Nhào đến khi đồng màu
3. Đặt lên khay và lấy dấu

**Bộ khay lấy dấu inox có lỗ, 10 cái**

Khay inox đục lỗ giữ vật liệu, đủ cỡ hàm trên và hàm dưới.

Mã sản phẩm	MD-IM-003
Quy cách	Bộ 10 cái
Chất liệu	Inox 304
Xuất xứ	Ý

Hướng dẫn sử dụng

1. Chọn khay vừa cung răng
2. Phủ keo dán khay nếu cần
3. Hấp tiệt trùng sau dùng

**Thạch cao đá nha khoa Type IV, túi 1 kg**

Thạch cao đá cứng, giãn nở thấp, đổ mẫu làm phục hình chính xác.

Mã sản phẩm	MD-IM-004
Quy cách	Túi 1 kg
Tỉ lệ nước/bột	22 ml / 100 g
Xuất xứ	Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng

1. Cho nước vào trước, bột sau
2. Trộn chân không 30 giây
3. Đổ mẫu trên máy rung