

Thông số kỹ thuật - Tiêu hao & kiểm soát nhiễm khuẩn

Găng tay, khẩu trang, bông gòn, ống hút, khăn yếm và dung dịch khử khuẩn.



Găng tay nitrile nha khoa không bột, hộp 100 chiếc

Găng nitrile mỏng, cảm giác tay tốt, không bột, không latex. Chọn size S, M, L.

Mã sản phẩm	MD-CS-001
Quy cách	Hộp 100 chiếc
Size	S, M, L
Xuất xứ	Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng

1. Rửa tay trước khi đeo
2. Thay găng giữa mỗi bệnh nhân
3. Bỏ vào thùng rác y tế




Bông gòn cuộn nha khoa Ø10 mm, hộp 500 cuộn

Bông cuộn cách ly nước bọt, thấm hút nhanh, không xơ.

Mã sản phẩm	MD-CS-003
Quy cách	Hộp 500 cuộn
Kích thước	Ø10 × 38 mm
Xuất xứ	Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng

1. Đặt vào ngách hành lang
2. Thay khi bông ướt
3. Dùng một lần

**Ống hút nước bọt đầu mềm, túi 100 cái**

Ống hút nước bọt uốn được, đầu mềm không gây tổn thương mô.

Mã sản phẩm MD-CS-004

Quy cách Túi 100 cái

Chiều dài 150 mm

Xuất xứ Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng

1. Uốn theo vị trí
2. Gắn vào đường hút
3. Dùng một lần

**Khăn yếm nha khoa 3 lớp, gói 125 tờ**

Khăn yếm 2 lớp giấy + 1 lớp chống thấm, bảo vệ bệnh nhân trong điều trị.

Mã sản phẩm MD-CS-005

Quy cách Gói 125 tờ

Kích thước 33 x 45 cm

Xuất xứ Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng

1. Kẹp khăn bằng dây kẹp
2. Thay cho mỗi bệnh nhân

**Dung dịch khử khuẩn bề mặt Clinix, chai xịt 1 lít**

Khử khuẩn nhanh ghế máy, bàn dụng cụ và bề mặt trong phòng khám.

Mã sản phẩm	MD-CS-006
--------------------	-----------

Quy cách	Chai xịt 1 lít
-----------------	----------------

Xuất xứ	Ý
----------------	---

Hướng dẫn sử dụng

1. Xịt trực tiếp lên bề mặt
2. Để tiếp xúc 1 phút
3. Lau khô bằng khăn sạch